

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

Wykaz wykonywanych badań w diagnostyce laboratoryjnej

Wydanie 3 z dnia 03.07.2026

**Wykaz badań wykonywanych w Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej
w Ośrodku Pediatrycznym- Pracownia Alergologii**

ALERGOLOGIA									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Symbol w LSI	Nazwa	Analizator	Metoda	Jednostki	Wartości referencyjne/źródło wartości referencyjnych/ data obowiązywania	Materiał Minimalna objętość próbki ¹	Czas oczekiwania na wynik (rutyna (R) i cito (C) dni robocze)	Stabilność próbki ¹	Procedura Badawcza ¹
POLAT20	Panel Atopowy - I - 20 alergenów F02 Mleko krowie F78 Bos d 8, kazeina F76 Bos d 4, α – laktoalbumina F77 Bos d 5,β – laktoglobulina F204 Bos d 6, (BSA) surowicza album. woł. F75 Białko i żółtko jaja kurzego F09 Ryż F14 Soja F92 Banan F26 Wieprzowina F27 Wołowina F83 Mięso kurczaka FX10 Mąka – mix F45 Drożdże D01/02 Roztocze kurzu dom. -mix M02/06 Pleśń – mix T03/07 Pyłki drzew późnych T02/04 Pyłki drzew wczesnych GX7 Pyłki 6 traw – mix IgE całkowite K202 CCD	AP-BLOT ELITE-TH	Immunoenzymatyczna	kU/l	Laboratoryjna interpretacja wyniku Klasa 0 stężenie < 0,35 brak wykrywalnych przeciwciał Klasa 1 stężenie 0,35 - < 0,7 bardzo niskie stężenie przeciwciał Klasa 2 stężenie 0,7 - < 3,5 niskie stężenie przeciwciał Klasa 3 stężenie 3,5 - < 17,5 wyraźne stężenie przeciwciał Klasa 4 stężenie 17,5 - < 50 wysokie stężenie przeciwciał Klasa 5 stężenie 50 - < 100 bardzo wysokie stężenie przeciwciał Klasa 6 stężenie > 100 ekstremalnie wysokie stężenie przeciwciał Źródło wartości ref.: 1*	Surowica 500 µl	R - 10 dni C – 3 dni	do 4 tyg. 2-8°C >4 tyg. zamrozić (-15) – (-25)°C	Instrukcja producenta testu diagnostycznego POLYCHECK oraz analizatora AP-BLOT
POLPE20	Panel Pediatryczny - I - 20 alergenów F13 Orzech ziemny F02 Mleko krowie F01 Białko jaja kurzego F75 Żółtko jaja kurzego F35 Ziemiak F31 Marchew F03 Dorsz F49 Jabłko F14 Soja F04 Mąka pszenna T03 Pyłek brzozy	AP-BLOT ELITE-TH	Immunoenzymatyczna	kU/l	Laboratoryjna interpretacja wyniku Klasa 0 stężenie < 0,35 brak wykrywalnych przeciwciał Klasa 1 stężenie 0,35 - < 0,7 bardzo niskie stężenie przeciwciał Klasa 2 stężenie 0,7 - < 3,5 niskie stężenie przeciwciał Klasa 3 stężenie 3,5 - < 17,5 wyraźne stężenie przeciwciał	Surowica 500 µl	R - 10 dni C – 3 dni	do 4 tyg. 2-8°C >4 tyg. zamrozić (-15) – (-25)°C	Instrukcja producenta testu diagnostycznego POLYCHECK oraz analizatora AP-BLOT

Wydanie: I

Data obowiązywania: 01.04.2026

Opracował: Jakub Olba
Strona 2 z 16

Wykaz badań wykonywanych w Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej w Ośrodku Pediatrycznym- Pracownia Alergologii

	G06 Pyłek tymotki łąkowej W06 Pyłek bylicy D01 D. pteronyssinus D02 D. farinae E02/E05 Naskórek psa E01 naskórek kota E03 Naskórek konia M03 Aspergillus fumigatus M02 Ciad. Herbarum K202 CCD				Klasa 4 stężenie 17,5 - < 50 wysokie stężenie przeciwciał Klasa 5 stężenie 50 - < 100 bardzo wysokie stężenie przeciwciał Klasa 6 stężenie > 100 ekstremalnie wysokie stężenie przeciwciał Źródło wartości ref.: 1*				
POLP20	Panel Pokarmowy - I - 20 alergenów F17 Orzech laskowy F13 Orzech ziemny F16 Orzech włoski F20 Migdał F02 Mleko krowie F01 Białko jaja kurzego F75 Żółtko jaja kurzego F78 Bos d 8, kazeina F35 Ziemniak F85 Seler F31 Marchew F25 Pomidor F03 Dorsz F24 Krewetka F95 Brzoskwinia F49 Jabłko F14 Soja F04 Mąka pszenna F10 Szesam F05 Mąka żytnia K202 CCD	AP-BLOT ELITE-TH	Immunoenzymatyczna	kU/l	Laboratoryjna interpretacja wyniku Klasa 0 stężenie < 0,35 brak wykrywalnych przeciwciał Klasa 1 stężenie 0,35 - < 0,7 bardzo niskie stężenie przeciwciał Klasa 2 stężenie 0,7 - < 3,5 niskie stężenie przeciwciał Klasa 3 stężenie 3,5 - < 17,5 wyraźne stężenie przeciwciał Klasa 4 stężenie 17,5 - < 50 wysokie stężenie przeciwciał Klasa 5 stężenie 50 - < 100 bardzo wysokie stężenie przeciwciał Klasa 6 stężenie > 100 ekstremalnie wysokie stężenie przeciwciał Źródło wartości ref.: 1*	Surowica 500 µl	R - 10 dni C – 3 dni	do 4 tyg. 2-8°C >4 tyg. zamrozić (-15) – (-25)°C	Instrukcja producenta testu diagnostycznego POLYCHECK oraz analizatora AP-BLOT
POLWZ20	Panel Oddechowy - I - 20 alergenów T03 Pyłek brzozy T02 Pyłek olchy szarej T04 Pyłek leszczyny T07 Pyłek dębu G06 Pyłek tymotki łąkowej G12 Pyłek żyta W06 Pyłek bylicy W09 Pyłek babki lancetowatej D01 D. pteronyssinus	AP-BLOT ELITE-TH	Immunoenzymatyczna	kU/l	Laboratoryjna interpretacja wyniku Klasa 0 stężenie < 0,35 brak wykrywalnych przeciwciał Klasa 1 stężenie 0,35 - < 0,7 bardzo niskie stężenie przeciwciał Klasa 2 stężenie 0,7 - < 3,5 niskie stężenie przeciwciał Klasa 3 stężenie 3,5 - <	Surowica 500 µl	R - 10 dni C – 3 dni	do 4 tyg. 2-8°C >4 tyg. zamrozić (-15) – (-25)°C	Instrukcja producenta testu diagnostycznego POLYCHECK oraz analizatora AP-BLOT

Wykaz badań wykonywanych w Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej w Ośrodku Pediatrycznym- Pracownia Alergologii

	D02 D. farinae E02/E05 Naskórek psa E01 Naskórek kota E03 Naskórek konia E06 Naskórek świnki morskiej E84 Naskórek chomika E82 Naskórek królika M03 Aspergillus fumigatus M02 Clad. Herbarum M01 Penicillium notatum M06 Alternaria alternata K202 CC				17,5 wyraźne stężenie przeciwciał Klasa 4 stężenie 17,5 - < 50 wysokie stężenie przeciwciał Klasa 5 stężenie 50 - < 100 bardzo wysokie stężenie przeciwciał Klasa 6 stężenie > 100 ekstremalnie wysokie stężenie przeciwciał Źródło wartości ref.: 1*				
POL3P10	Panel Pokarmowy - III - 10 alergenów F02 Mleko krowie F01 Białko jaja kurzego F75 Żółtko jaja kurzego F78 Bos d 8, kazeina F14 Soja F09 Ryż F93 Kakao F49 Jabłko F31 Marchew FX10Mąka – mix K202 CCD	AP-BLOT ELITE-TH	Immunoenzymatyczna	kU/l	Laboratoryjna interpretacja wyniku Klasa 0 stężenie < 0,35 brak wykrywalnych przeciwciał Klasa 1 stężenie 0,35 - < 0,7 bardzo niskie stężenie przeciwciał Klasa 2 stężenie 0,7 - < 3,5 niskie stężenie przeciwciał Klasa 3 stężenie 3,5 - < 17,5 wyraźne stężenie przeciwciał Klasa 4 stężenie 17,5 - < 50 wysokie stężenie przeciwciał Klasa 5 stężenie 50 - < 100 bardzo wysokie stężenie przeciwciał Klasa 6 stężenie > 100 ekstremalnie wysokie stężenie przeciwciał Źródło wartości ref.: 1*	Surowica 500 µl	R - 10 dni C – 3 dni	do 4 tyg. 2-8°C >4 tyg. zamrozić (-15) – (-25)°C	Instrukcja producenta testu diagnostycznego POLYCHECK oraz analizatora AP-BLOT
POL4P10	Panel Pokarmowy - IV - 10 alergenów F13 Orzech ziemny F10 Sezam F26 Wieprzowina F83 Kurczak F27 Wołowina F03 Dorsz FX29 Owoce cytrusowe – mix	AP-BLOT ELITE-TH	Immunoenzymatyczna	kU/l	Laboratoryjna interpretacja wyniku Klasa 0 stężenie < 0,35 brak wykrywalnych przeciwciał Klasa 1 stężenie 0,35 - < 0,7 bardzo niskie stężenie przeciwciał Klasa 2 stężenie 0,7 - < 3,5 niskie stężenie	Surowica 500 µl	R - 10 dni C – 3 dni	do 4 tyg. 2-8°C >4 tyg. zamrozić (-15) – (-25)°C	Instrukcja producenta testu diagnostycznego POLYCHECK oraz analizatora AP-BLOT

**Wykaz badań wykonywanych w Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej
w Ośrodku Pediatrycznym- Pracownia Alergologii**

	F85 Seler F95 Brzoskwinia F25 Pomidor K202 CCD				przeciwciał Klasa 3 stężenie 3,5 - < 17,5 wyraźne stężenie przeciwciał Klasa 4 stężenie 17,5 - < 50 wysokie stężenie przeciwciał Klasa 5 stężenie 50 - < 100 bardzo wysokie stężenie przeciwciał Klasa 6 stężenie > 100 ekstremalnie wysokie stężenie przeciwciał Źródło wartości ref.: 1*				
POLO10	Panel Oddechowy – I – 10 alergenów T03 pyłek brzozy T02 pyłek olszy szarej T04 pyłek leszczyny T07 pyłek dębu T09 pyłek oliwki G06 pyłek tymotki łąkowej G12 pyłek żyta W01 pyłek ambrozji W06 pyłek bylicy W09 pyłek babki lancetowatej K202 CCD	AP-BLOT ELITE-TH	Immunoenzymatyczna	kU/l	Laboratoryjna interpretacja wyniku Klasa 0 stężenie < 0,35 brak wykrywalnych przeciwciał Klasa 1 stężenie 0,35 - < 0,7 bardzo niskie stężenie przeciwciał Klasa 2 stężenie 0,7 - < 3,5 niskie stężenie przeciwciał Klasa 3 stężenie 3,5 - < 17,5 wyraźne stężenie przeciwciał Klasa 4 stężenie 17,5 - < 50 wysokie stężenie przeciwciał Klasa 5 stężenie 50 - < 100 bardzo wysokie stężenie przeciwciał Klasa 6 stężenie > 100 ekstremalnie wysokie stężenie przeciwciał Źródło wartości ref.: 1*	Surowica 500 µl	R - 10 dni C – 3 dni	do 4 tyg. 2-8°C >4 tyg. zamrozić (-15) – (-25)°C	Instrukcja producenta testu diagnostycznego POLYCHECK oraz analizatora AP-BLOT
POL2O10	Panel Oddechowy – II – 10 alergenów D01 D. pteronyssinus D02 D. farinae E02/E05 Naskórek Psz E01 Naskórek kota E03 Naskórek konia E81 Naskórek owcy	AP-BLOT ELITE-TH	Immunoenzymatyczna	kU/l	Laboratoryjna interpretacja wyniku Klasa 0 stężenie < 0,35 brak wykrywalnych przeciwciał Klasa 1 stężenie 0,35 - < 0,7 bardzo niskie stężenie przeciwciał Źródło wartości ref.: 1*	Surowica 500 µl	R - 10 dni C – 3 dni	do 4 tyg. 2-8°C >4 tyg. zamrozić (-15) – (-25)°C	Instrukcja producenta testu diagnostycznego POLYCHECK oraz analizatora AP-BLOT

Wykaz badań wykonywanych w Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej w Ośrodku Pediatrycznym- Pracownia Alergologii

	M03 Aspergillus fumigatus M02 Cladosporium herbarum M01 Penicillium notatum M06 Alternaria alternata K202 CCD				Klasa 2 stężenie 0,7 - < 3,5 niskie stężenie przeciwciał Klasa 3 stężenie 3,5 - < 17,5 wyraźne stężenie przeciwciał Klasa 4 stężenie 17,5 - < 50 wysokie stężenie przeciwciał Klasa 5 stężenie 50 - < 100 bardzo wysokie stężenie przeciwciał Klasa 6 stężenie > 100 ekstremalnie wysokie stężenie przeciwciał Źródło wartości ref.: 1*				
POL3O10	Panel Oddechowy - III - 10 alergenów T03 Pyłek brzozy GX7 Pyłki 6 traw - mix G12 Pyłek żyta W06 Pyłek bylicy D01 D. pteronyssinus D02 D. farinae E02/E05 Naskórek psa E 01 Naskórek kota EX78 Pióra - mix M02/M06 Pleśń - mix	AP-BLOT ELITE-TH	Immunoenzymatyczna	kU/l	Laboratoryjna interpretacja wyniku Klasa 0 stężenie < 0,35 brak wykrywalnych przeciwciał Klasa 1 stężenie 0,35 - < 0,7 bardzo niskie stężenie przeciwciał Klasa 2 stężenie 0,7 - < 3,5 niskie stężenie przeciwciał Klasa 3 stężenie 3,5 - < 17,5 wyraźne stężenie przeciwciał Klasa 4 stężenie 17,5 - < 50 wysokie stężenie przeciwciał Klasa 5 stężenie 50 - < 100 bardzo wysokie stężenie przeciwciał Klasa 6 stężenie > 100 ekstremalnie wysokie stężenie przeciwciał Źródło wartości ref.: 1*	Surowica 500 µl	R - 10 dni C – 3 dni	do 4 tyg. 2-8°C >4 tyg. zamrozić (-15) – (-25)°C	Instrukcja producenta testu diagnostycznego POLYCHECK oraz analizatora AP-BLOT
POLAT30	Panel Atopowy - I - 30 alergenów F02 Mleko krowie F76 Bos d 4, α-laktoalbumina F77 Bos d 5, β-laktoglobulina	AP-BLOT ELITE-TH	Immunoenzymatyczna	kU/l	Laboratoryjna interpretacja wyniku Klasa 0 stężenie < 0,35 brak wykrywalnych przeciwciał Klasa 1 stężenie 0,35 - <	Surowica 500 µl	R - 10 dni C – 3 dni	do 4 tyg. 2-8°C >4 tyg. zamrozić (-15) – (-25)°C	Instrukcja producenta testu diagnostycznego POLYCHECK oraz analizatora AP-BLOT

Wydanie: I

Data obowiązywania: 01.04.2026

Opracował: Jakub Olba
Strona 6 z 16

**Wykaz badań wykonywanych w Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej
w Ośrodku Pediatrycznym- Pracownia Alergologii**

	F78 Bos d 8, kazeina F01 Białko jaja kurzego F75 Żółtko jaja kurzego F03 Dorsz F13 Orzech ziemny F93 Kakao F14 Soja F49 Jabłko F31 Marchew F25 Pomidor FX10 Mąka-mix F83 Mięso kurczaka FX29 Owoce cytrusowe-mix F09 Ryż GX7 Pyłki 6 traw-mix G12 Pyłek żyta E02/E05 Naskórek psa E01 Naskórek kota M02 Cladosporium herbarum M06 Alternaria alternata M03 Aspergillus fumigatus D01 D. pteronyssinus D02 D. farinae T04 Pyłek leszczyny T03 Pyłek brzozy W06 Pyłek bylicy K202 CCD				0,7 bardzo niskie stężenie przeciwciał Klasa 2 stężenie 0,7 - < 3,5 niskie stężenie przeciwciał Klasa 3 stężenie 3,5 - < 17,5 wyraźne stężenie przeciwciał Klasa 4 stężenie 17,5 - < 50 wysokie stężenie przeciwciał Klasa 5 stężenie 50 - < 100 bardzo wysokie stężenie przeciwciał Klasa 6 stężenie > 100 ekstremalnie wysokie stężenie przeciwciał Źródło wartości ref.: 1*				
POLPE30	Panel Pediatryczny - I - 30 alergenów F02 Mleko krowie F77 Bos d 4, α - laktoalbumina F76 Bos d 5, β - laktoglobulina F204 Bos d 6, (BSA) sur. album. woł. F78 Bos d 8, kazeina F01 Białko jaja kurzego F75 Żółtko jaja kurzego F03 Dorsz FX10 Mąka-mix F09 Ryż F14 Soja F13 Orzech ziemny F17 Orzech laskowy F31 Marchew F35 Ziemniak F49 Jabłko F93 Kakao F83 Mięso kurczaka GX7 Pyłki 6 traw-mix	AP-BLOT ELITE-TH	Immunoenzymatyczna	KU/I	Laboratoryjna interpretacja wyniku Klasa 0 stężenie < 0,35 brak wykrywalnych przeciwciał Klasa 1 stężenie 0,35 - < 0,7 bardzo niskie stężenie przeciwciał Klasa 2 stężenie 0,7 - < 3,5 niskie stężenie przeciwciał Klasa 3 stężenie 3,5 - < 17,5 wyraźne stężenie przeciwciał Klasa 4 stężenie 17,5 - < 50 wysokie stężenie przeciwciał Klasa 5 stężenie 50 - < 100 bardzo wysokie stężenie przeciwciał Klasa 6 stężenie > 100 ekstremalnie wysokie	Surowica 500 µl	R - 10 dni C – 3 dni	do 4 tyg. 2-8°C >4 tyg. zamrozić (-15) – (-25)°C	Instrukcja producenta testu diagnostycznego POLYCHECK oraz analizatora AP-BLOT

Wykaz badań wykonywanych w Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej w Ośrodku Pediatricznym- Pracownia Alergologii

	T03 Pyłek brzozy W06 Pyłek bylicy E02/E05 Naskórek psa E01 Naskórek kota E03 Naskórek konia M02 Cladosporium herbarum M03 Aspergillus fumigatus M06 Alternaria alternata D01 D. pteronyssinus D02 D. farinae K202 CCD				stężenie przeciwciał Źródło wartości ref.: 1*				
POLWZ30	Panel Oddechowy – I – 30 alergenów T23 Pyłek cyprysu T04 Pyłek leszczyny T15 Pyłek jesionu T07 Pyłek dębu T09 Pyłek oliwki T03 Pyłek brzozy G12 Pyłek żyta G14 Pyłek owsa G08 Pyłek wiechliny łąkowej G06 Pyłek tymotki łąkowej G15 Pyłek pszenicy G03 Pyłek kupkówki G02 Pyłek cynodonu palcz. W09 Pyłek babki lancetowatej W10 Pyłek komosy W21 Pyłek parietarii W01 Pyłek ambrozji W06 Pyłek bylicy E01 Naskórek kota E02/E05 Naskórek psa E03 Naskórek konia M06 Alternaria alternata M03 Aspergillus fumigatus M05 Candida albicans D201 Blomia tropicalis D01 D. pteronyssinus D02 D. farinae K82 Lateks I06 Karaluch K202 CCD	AP-BLOT ELITE-TH	Immunoenzymatyczna	kU/l	Laboratoryjna interpretacja wyniku Klasa 0 stężenie < 0,35 brak wykrywalnych przeciwciał Klasa 1 stężenie 0,35 - < 0,7 bardzo niskie stężenie przeciwciał Klasa 2 stężenie 0,7 - < 3,5 niskie stężenie przeciwciał Klasa 3 stężenie 3,5 - < 17,5 wyraźne stężenie przeciwciał Klasa 4 stężenie 17,5 - < 50 wysokie stężenie przeciwciał Klasa 5 stężenie 50 - < 100 bardzo wysokie stężenie przeciwciał Klasa 6 stężenie > 100 ekstremalnie wysokie stężenie przeciwciał Źródło wartości ref.: 1*	Surowica 500 µl	R - 10 dni C – 3 dni	do 4 tyg. 2-8°C >4 tyg. zamrozić (-15) – (-25)°C	Instrukcja producenta testu diagnostycznego POLYCHECK oraz analizatora AP-BLOT

**Wykaz badań wykonywanych w Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej
w Ośrodku Pediatrycznym- Pracownia Alergologii**

POLP30	Panel Pokarmowy - I - 30 alergenów F25 Pomidor F96 Awokado F92 Banan FX29 Owoce cytrusowe-mix F84 Kiwi F13 Orzech ziemny F17 Orzech laskowy F12 Groch F14 Soja F85 Seler F27 Wołowina F83 Kurczak F26 Wieprzowina F207 Małż F24 Krewetka F23 Krab F40 Tuńczyk F03 Dorsz F47 Czosnek F48 Cebula F45 Drożdże F10 Sezam F09 Ryż F08 Kukurydza F04 Mąka pszenna F76 Bos d 4, α-laktoalbumina F77 Bos d 5, β-laktoglobulina F78 Bos d 6, kazeina F01 Białko jaja kurzego K202 CCD	AP-BLOT ELITE-TH	Immunoenzymatyczna	KU/I	Laboratoryjna interpretacja wyniku Klasa 0 stężenie < 0,35 brak wykrywalnych przeciwciał Klasa 1 stężenie 0,35 - < 0,7 bardzo niskie stężenie przeciwciał Klasa 2 stężenie 0,7 - < 3,5 niskie stężenie przeciwciał Klasa 3 stężenie 3,5 - < 17,5 wyraźne stężenie przeciwciał Klasa 4 stężenie 17,5 - < 50 wysokie stężenie przeciwciał Klasa 5 stężenie 50 - < 100 bardzo wysokie stężenie przeciwciał Klasa 6 stężenie > 100 ekstremalnie wysokie stężenie przeciwciał Źródło wartości ref.: 1*	Surowica 500 µl	R - 10 dni C – 3 dni	do 4 tyg. 2-8°C >4 tyg. zamrozić (-15) – (-25)°C	Instrukcja producenta testu diagnostycznego POLYCHECK oraz analizatora AP-BLOT
POLJOW	Komponenty Jadów Owadów I1 Pszczoła I208 rApi m 1, fosfolipaza A2 I217 rApi m 10, ikarapina var. 2 I3 Osa I211 rVes v 1, fosfolipaza A1 I209 rVes v 5, antygen 5 I75 Szerszeń K202 CCD	AP-BLOT ELITE-TH	Immunoenzymatyczna	KU/I	Laboratoryjna interpretacja wyniku Klasa 0 stężenie < 0,35 brak wykrywalnych przeciwciał Klasa 1 stężenie 0,35 - < 0,7 bardzo niskie stężenie przeciwciał Klasa 2 stężenie 0,7 - < 3,5 niskie stężenie przeciwciał Klasa 3 stężenie 3,5 - < 17,5 wyraźne stężenie przeciwciał Klasa 4 stężenie 17,5 - < 50 wysokie stężenie	Surowica 500 µl	R - 10 dni C – 3 dni	do 4 tyg. 2-8°C >4 tyg. zamrozić (-15) – (-25)°C	Instrukcja producenta testu diagnostycznego POLYCHECK oraz analizatora AP-BLOT

**Wykaz badań wykonywanych w Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej
w Ośrodku Pediatrycznym- Pracownia Alergologii**

					przeciwciał Klasa 5 stężenie 50 - < 100 bardzo wysokie stężenie przeciwciał Klasa 6 stężenie > 100 ekstremalnie wysokie stężenie przeciwciał Źródło wartości ref.: 1*				
POLPLE	Panel Rekombinanty Pleśnie M06 Alternaria alternata M03 Aspergillus fumigatus M02 Cladosporium herbarum M01 Penicillium notatum M218 rAsp f 1, Rodzina mitogiliny M220 rAsp f 3, Białko peroksysomalne M221 rAsp f 4, nieznana M222 rAsp f 6, Mitochondrialna dysmutaza ponadtlenkowa M229 rAlt a 1, Grupa Alt a 1 K202 CCD	AP-BLOT ELITE-TH	Immunoenzymatyczna	kU/l	Laboratoryjna interpretacja wyniku Klasa 0 stężenie < 0,35 brak wykrywalnych przeciwciał Klasa 1 stężenie 0,35 - < 0,7 bardzo niskie stężenie przeciwciał Klasa 2 stężenie 0,7 - < 3,5 niskie stężenie przeciwciał Klasa 3 stężenie 3,5 - < 17,5 wyraźne stężenie przeciwciał Klasa 4 stężenie 17,5 - < 50 wysokie stężenie przeciwciał Klasa 5 stężenie 50 - < 100 bardzo wysokie stężenie przeciwciał Klasa 6 stężenie > 100 ekstremalnie wysokie stężenie przeciwciał Źródło wartości ref.: 1*	Surowica 500 µl	R - 10 dni C – 3 dni	do 4 tyg. 2-8°C >4 tyg. zamrozić (-15) – (-25)°C	Instrukcja producenta testu diagnostycznego POLYCHECK oraz analizatora AP-BLOT
POLPYLB	Panel Rekombinanty Pyłki plus Bylica G06 Pyłek tymotki łąkowej G205 rPhl p 1, ekspansyna G215 rPhl p 5, trawy Gr. 5 G210 rPhl p 7, polkalcyna G212 rPhl p 12, profilina T03 Pyłek brzozy T215 rBet v 1, PR-10 T216rBet v 2, profilina W06 Pyłek bylicy W231 rArt v 1, defensyna roślinna K202 CCD	AP-BLOT ELITE-TH	Immunoenzymatyczna	kU/l	Laboratoryjna interpretacja wyniku Klasa 0 stężenie < 0,35 brak wykrywalnych przeciwciał Klasa 1 stężenie 0,35 - < 0,7 bardzo niskie stężenie przeciwciał Klasa 2 stężenie 0,7 - < 3,5 niskie stężenie przeciwciał Klasa 3 stężenie 3,5 - < 17,5 wyraźne stężenie przeciwciał	Surowica 500 µl	R - 10 dni C – 3 dni	do 4 tyg. 2-8°C >4 tyg. zamrozić (-15) – (-25)°C	Instrukcja producenta testu diagnostycznego POLYCHECK oraz analizatora AP-BLOT

Wydanie: I

Data obowiązywania: 01.04.2026

Opracował: Jakub Olba
Strona 10 z 16

**Wykaz badań wykonywanych w Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej
w Ośrodku Pediatrycznym- Pracownia Alergologii**

					Klasa 4 stężenie 17,5 - < 50 wysokie stężenie przeciwciał Klasa 5 stężenie 50 - < 100 bardzo wysokie stężenie przeciwciał Klasa 6 stężenie > 100 ekstremalnie wysokie stężenie przeciwciał Źródło wartości ref.: 1*				
POLINS	Panel Insekty/CCD I3 Osa I209 rVes v 5, antygen 5 I1 Pszczoła I75 Szerszeń I71 Komar I80 Meszka K202 CCD	AP-BLOT ELITE-TH	Immunoenzymatyczna	kU/l	Laboratoryjna interpretacja wyniku Klasa 0 stężenie < 0,35 brak wykrywalnych przeciwciał Klasa 1 stężenie 0,35 - < 0,7 bardzo niskie stężenie przeciwciał Klasa 2 stężenie 0,7 - < 3,5 niskie stężenie przeciwciał Klasa 3 stężenie 3,5 - < 17,5 wyraźne stężenie przeciwciał Klasa 4 stężenie 17,5 - < 50 wysokie stężenie przeciwciał Klasa 5 stężenie 50 - < 100 bardzo wysokie stężenie przeciwciał Klasa 6 stężenie > 100 ekstremalnie wysokie stężenie przeciwciał Źródło wartości ref.: 1*	Surowica 500 µl	R - 10 dni C – 3 dni	do 4 tyg. 2-8°C >4 tyg. zamrozić (-15) – (-25)°C	Instrukcja producenta testu diagnostycznego POLYCHECK oraz analizatora AP-BLOT
POLROZ	Panel Rekombinanty Roztocze D1 D. pteronyssinus D2 D. farinae D202 rDer p 1, proteaza cysteinowa D203 rDer p 2, roztocze Gr. 2, NPC2 D205 rDer p 10, tropomiozyna D209 rDer p 23, roztocze Gr. 23 K202 CCD	AP-BLOT ELITE-TH	Immunoenzymatyczna	kU/l	Laboratoryjna interpretacja wyniku Klasa 0 stężenie < 0,35 brak wykrywalnych przeciwciał Klasa 1 stężenie 0,35 - < 0,7 bardzo niskie stężenie przeciwciał Klasa 2 stężenie 0,7 - < 3,5 niskie stężenie przeciwciał Klasa 3 stężenie 3,5 - <	Surowica 500 µl	R - 10 dni C – 3 dni	do 4 tyg. 2-8°C >4 tyg. zamrozić (-15) – (-25)°C	Instrukcja producenta testu diagnostycznego POLYCHECK oraz analizatora AP-BLOT

**Wykaz badań wykonywanych w Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej
w Ośrodku Pediatrycznym- Pracownia Alergologii**

					17,5 wyraźne stężenie przeciwciał Klasa 4 stężenie 17,5 - < 50 wysokie stężenie przeciwciał Klasa 5 stężenie 50 - < 100 bardzo wysokie stężenie przeciwciał Klasa 6 stężenie > 100 ekstremalnie wysokie stężenie przeciwciał Źródło wartości ref.: 1*				
POLOZ	Panel Rekombinanty Orzech Ziemny F13 Orzech ziemny F422 rAra h 1, 7S wicylina F423 rAra h 2, 2S albumina F424 rAra h 3, 11S globulina F447 rAra h 6, 2S albumina F352 rAra h 8, PR-10 F427 rAra h 9, LTP K202 CCD	AP-BLOT ELITE-TH	Immunoenzymatyczna	kU/l	Laboratoryjna interpretacja wyniku Klasa 0 stężenie < 0,35 brak wykrywalnych przeciwciał Klasa 1 stężenie 0,35 - < 0,7 bardzo niskie stężenie przeciwciał Klasa 2 stężenie 0,7 - < 3,5 niskie stężenie przeciwciał Klasa 3 stężenie 3,5 - < 17,5 wyraźne stężenie przeciwciał Klasa 4 stężenie 17,5 - < 50 wysokie stężenie przeciwciał Klasa 5 stężenie 50 - < 100 bardzo wysokie stężenie przeciwciał Klasa 6 stężenie > 100 ekstremalnie wysokie stężenie przeciwciał Źródło wartości ref.: 1*	Surowica 500 µl	R - 10 dni C – 3 dni	do 4 tyg. 2-8°C >4 tyg. zamrozić (-15) – (-25)°C	Instrukcja producenta testu diagnostycznego POLYCHECK oraz analizatora AP-BLOT
POLJK	Panel Komponenty Jaja Kurzego F01 Białko jaja kurzego F75 Żółtko jaja kurzego F233 Gal d 1, owomukoid F232 Gal d 2, owoalbumina F323 Gal d 3, konalbumina/owotransferyna Gal d 4, lizozym	AP-BLOT ELITE-TH	Immunoenzymatyczna	kU/l	Laboratoryjna interpretacja wyniku Klasa 0 stężenie < 0,35 brak wykrywalnych przeciwciał Klasa 1 stężenie 0,35 - < 0,7 bardzo niskie stężenie przeciwciał Klasa 2 stężenie 0,7 - < 3,5 niskie stężenie	Surowica 500 µl	R - 10 dni C – 3 dni	do 4 tyg. 2-8°C >4 tyg. zamrozić (-15) – (-25)°C	Instrukcja producenta testu diagnostycznego POLYCHECK oraz analizatora AP-BLOT

**Wykaz badań wykonywanych w Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej
w Ośrodku Pediatrycznym- Pracownia Alergologii**

					przeciwciał Klasa 3 stężenie 3,5 - < 17,5 wyraźne stężenie przeciwciał Klasa 4 stężenie 17,5 - < 50 wysokie stężenie przeciwciał Klasa 5 stężenie 50 - < 100 bardzo wysokie stężenie przeciwciał Klasa 6 stężenie > 100 ekstremalnie wysokie stężenie przeciwciał Źródło wartości ref.: 1*				
POLMG	Panel Mleko plus Gluten F02 Mleko krowie F76 Bos d 4, α-laktoalbumina F77 Bos d 5, β-laktoglobulina F78 Bos d 8, kazeina F204 Bos d 6, (BSA) surowicza albumina wołowa F79 Gluten	AP-BLOT ELITE-TH	Immunoenzymatyczna	kU/l	Laboratoryjna interpretacja wyniku Klasa 0 stężenie < 0,35 brak wykrywalnych przeciwciał Klasa 1 stężenie 0,35 - < 0,7 bardzo niskie stężenie przeciwciał Klasa 2 stężenie 0,7 - < 3,5 niskie stężenie przeciwciał Klasa 3 stężenie 3,5 - < 17,5 wyraźne stężenie przeciwciał Klasa 4 stężenie 17,5 - < 50 wysokie stężenie przeciwciał Klasa 5 stężenie 50 - < 100 bardzo wysokie stężenie przeciwciał Klasa 6 stężenie > 100 ekstremalnie wysokie stężenie przeciwciał Źródło wartości ref.: 1*	Surowica 500 µl	R - 10 dni C – 3 dni	do 4 tyg. 2-8°C >4 tyg. zamrozić (-15) – (-25)°C	Instrukcja producenta testu diagnostycznego POLYCHECK oraz analizatora AP-BLOT
POLCELA	Panel Celiakia IgA plus całkowite IgA Deaminowany peptyd gliadyny IgA Transglutaminaza tkankowa IgA IgA całkowite	AP-BLOT ELITE-TH	Immunoenzymatyczna	kU/l	Laboratoryjna interpretacja wyniku Klasa 0 stężenie < 0,35 brak wykrywalnych przeciwciał Klasa 1 stężenie 0,35 - < 0,7 bardzo niskie stężenie przeciwciał Klasa 2 stężenie 0,7 - <	Surowica 500 µl	R - 10 dni C – 3 dni	do 4 tyg. 2-8°C >4 tyg. zamrozić (-15) – (-25)°C	Instrukcja producenta testu diagnostycznego POLYCHECK oraz analizatora AP-BLOT

**Wykaz badań wykonywanych w Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej
w Ośrodku Pediatrycznym- Pracownia Alergologii**

					3,5 niskie stężenie przeciwciał Klasa 3 stężenie 3,5 - < 17,5 wyraźne stężenie przeciwciał Klasa 4 stężenie 17,5 - < 50 wysokie stężenie przeciwciał Klasa 5 stężenie 50 - < 100 bardzo wysokie stężenie przeciwciał Klasa 6 stężenie > 100 ekstremalnie wysokie stężenie przeciwciał Źródło wartości ref.: 1*				
POLCELG	Panel Celiakia IgG Deaminowany peptyd gliadyny IgG Transglutaminaza tkankowa IgG Intrinsic factor	AP-BLOT ELITE-TH	Immunoenzymatyczna	KU/I	Laboratoryjna interpretacja wyniku Klasa 0 stężenie < 0,35 brak wykrywalnych przeciwciał Klasa 1 stężenie 0,35 - < 0,7 bardzo niskie stężenie przeciwciał Klasa 2 stężenie 0,7 - < 3,5 niskie stężenie przeciwciał Klasa 3 stężenie 3,5 - < 17,5 wyraźne stężenie przeciwciał Klasa 4 stężenie 17,5 - < 50 wysokie stężenie przeciwciał Klasa 5 stężenie 50 - < 100 bardzo wysokie stężenie przeciwciał Klasa 6 stężenie > 100 ekstremalnie wysokie stężenie przeciwciał Źródło wartości ref.: 1*	Surowica 500 µl	R - 10 dni C – 3 dni	do 4 tyg. 2-8°C >4 tyg. zamrozić (-15) – (-25)°C	Instrukcja producenta testu diagnostycznego POLYCHECK oraz analizatora AP-BLOT
ALEX	ALEX - molekularna diagnostyka alergii Pyłki drzew – akacja, cypys, brzoza, buk, palma daktylowa, olcha, jesion, bożodrzew, leszczyna, cedr japoński, morwa czerwona, oliwka, brusonecja chińska, topola, platan, wiąz, orzech	MAX45k	Immunoenzymatyczna	KUA/I	Laboratoryjna interpretacja wyniku < 0,30 negatywny lub graniczny poziom IgE 0,30 - < 1,00 niski poziom IgE 1,00 - 5,00 średni poziom IgE 5,00 - 15,00 wysoki	Surowica 500 µl	R - 10 dni	do 4 tyg. 2-8°C >4 tyg. zamrozić (-15) – (-25)°C	Instrukcja producenta testu diagnostycznego ALEX ² oraz analizatora MAX MULTI ARRAY XPLOER 45k

Wykaz badań wykonywanych w Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej w Ośrodku Pediatrycznym- Pracownia Alergologii

włoski, cedr, cyprys Pyłki traw – paspalum notatum, trawa bermudzka, tymotka, pyłek żyta, trzcina, życica Pyłki chwastów – szrłat, ambrozja bylicolistna, bylica, szczyr, pokrzywa zwyczajna, pomurnik, konopie, solanka, babka lancetowata, komosa biała Roztocza i karaczany – ascarus siro, blatella germanica, blomia tropicalis, dermatophagoides farina, dermatophagoides pteronyssinus, glycophagus domesticus, lepidoglyphus destructor, periplaneta americana, tyrophagus putrescentiae Grzyby i pleśnie – altermaria alternate, aspergillus fumigatus, cladosporium herbarum, malassezia sympodialis, penicilium chrysogenum Nabłonki zwierząt – chomik dżungarski, pies, pies (mocz samca), królik, kot, mysz domowa, świnka morska, koń, szczur, krowa, owca, świnia, koza Jady owadów – mrówka ognista, jad osy pospolitej, pszczoła, dolichovespula, jad klekanki rdzaworożnej Jaja i mleko – białko jaja kurzego, żółtko jaja kurzego, mleko wielbłądzie, mleko krowie, mleko owcze, mleko końskie, mleko kozie Mięso – świerszcz domowy, mięso kurze, mięso królicze, baranina, mącznik młynarek, konini, wołowina, wieprzowina, mięso indycze, szarańcza wędrowna Ryby i owoce morza – anisakis simplex, ostryga, krewetka tygrysia, dorsz, krewetka północna, śledź, homar, przegrzebek, karp, łosoś, makrela,					poziom IgE > 15,00 bardzo wysoki poziom IgE Źródło wartości ref.: 1*				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Wykaz badań wykonywanych w Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej w Ośrodku Pediatrycznym- Pracownia Alergologii

omulek, raja clavata, garnela pospolita, miecznik, krewetka, tuńczyk, kalmary, małż Produkty zbożowe i ziarna – kozieradka pospolita, gryka, orkisz, jęczmień, owies, proso, pestki dyni, nasiona łubinu, kukurydza, mak, komosa ryżowa, ryż, pyłek żyta, sezam, nasiona słonecznika, pszenica, Przyprawy – anyż, kminek, oregano, papryka, pietruszka, gorczyca Produkty strączkowe i orzechy – nerkowiec, groch, orzech ziemny, fasola zielona, orzech laskowy, ciecierzycza, soczewica, , macadamia, migdał, orzech brazylijski, orzesznik pekanowy, pistacja, soja, orzech włoski Warzywa – awokado, marchew, ziemniak, czosnek, seler, pomidor, cebula Owoce – jabłko, banan, gruszka, truskawka, figa, borówka czarna, wiśnia, kiwi, mango, melon, pomarańcza, papaja, brzoskwinia, winogrono Inne – drożdże piekarnicze, ficus banjamina, lateks, kleszcz gołębi, homolog ludzkiej laktoferyny									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1. objętość 500 µl materiału wystarcza na oznaczenie jednego badania, minimalnych ilości materiału nie należy sumować dla większej liczby badań.
2. zakresy temperatur dla stabilności próbek wynoszą odpowiednio: **2-8°C** dla temp. lodówki oraz **(-15) – (-25)°C** dla temp. zamrożenia)
3. numer i data wydania instrukcji producenta/procedury badawczej znajduje się na sprawozdaniu z badań pod raportowanym parametrem

1* **Ulotka producenta testu:** Ulotka producenta testu diagnostycznego, zgodnie z informacją zawartą na sprawozdaniu z badań pod raportowanym parametrem.

Potwierdzam, że badania są wykonywane w głównej siedzibie Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej

Przygotował: 03-07-2026 (-) Małgorzata Ciesielska

(data i podpis)

Wydanie: I

Data obowiązywania: 01.04.2026

Opracował: Jakub Olba
Strona 16 z 16