



Łódź, 29.10.2025r.

Nr sprawy: APT/87/2025

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy: dostawy wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

1. W toku prowadzonego postępowania, do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

L.P.	PYTANIE	ODPOWIEDŹ
1	Pakiet 1 Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści port bezigłowy o poniższych parametrach: • Łatwy w obsłudze, ergonomiczny kształt • Ostry kolec biorczy o dł. 20 mm, który zapewnia szczelne i bezpieczne połączenie z pojemnikami o różnej pojemności • Wyżłobienie kolca biorczego na dł. 10 mm, co gwarantuje całkowite opróżnienie pojemnika • Korpus z radełkowaną powierzchnią, zapewniający pewny chwyt • Szczelna zatyczka samozatraskowa zabezpieczająca łącznik przed zanieczyszczeniem • Zastawka zabezpieczająca przed wyciekami płynu z pojemnika po odłączeniu strzykawki • Wersja z zieloną zatyczką wyposażona jest w filtr bakteryjny 0,45µm, który chroni przed skażeniem mikrobiologicznym oraz przed działaniem szkodliwych aerozoli • Wersja z niebieską zatyczką wyposażona jest w filtr bakteryjny 0,45µm oraz filtr cząsteczkowy 5µm, który stanowi skuteczną barierę chroniącą leki, płyny przed zanieczyszczeniem • Pasuje do standardowych złączy luer oraz luer-lock • Wyrób apirogeny • Nie zawiera lateksu • Nie zawiera ftalanów • Nie zawiera PVC • Sterylizowany tlenkiem etylenu • Jednorazowego użytku • Pakowanie: 1 sztuka/ papier-folia • Termin przydatności do użycia: 5 lat od daty produkcji?	Zamawiający wymaga zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w zapytaniu ofertowym.
2	Pakiet nr 1 Czy Zamawiający dopuści bezigłowy przyrząd do pobierania leków z fiolek z gumowym korkiem oraz butelek o parametrach: • Dwuświatłowy • Przeznaczone do wielokrotnych aspiracji • Wyposażone w hydrofobowy i lipofobowy filtr odpowietrzający (bakteryjny) 0,2µm • Możliwość aktywacji 300 razy przez 96 godzin • Nie wymagają stosowania koreczków zabezpieczających • Pasują do standardowych złączy luer oraz luer-lock	Zamawiający wymaga zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w zapytaniu ofertowym.

•W pełni szczelne i bezpieczne połączenie •Możliwość stosowania z lekami cytostatycznymi, odporny na alkohol i lipidy •Odporność na ciśnienie: 60psi (4.14bar) •Przestrzeń martwa: 0.04 ml •Specjalne zakończenie kolca biorczego umożliwiające całkowite opróżnienie butelki/fiolki •Płaska powierzchnia membrany •Dezynfekcja membrany poprzez przetarcie gazikiem z alkoholem •Bez lateksu, PCV oraz DEHP •Sterylizowane tlenkiem etylenu •Opakowanie papier-folia?	
---	--