



Pobieranie nasienia na posiew

informacja dla pacjenta

Cel badania	Wykrycie, identyfikacja i określenie lekowrażliwości bakterii stanowiących potencjalną przyczynę zakażenia
Badania laboratoryjne	Bakteriologia (posiewy): Posiew nasienia w kierunku bakterii tlenowych Posiew nasienia w kierunku bakterii beztlenowych
Uwagi ogólne	Posiew nasienia jest badaniem ilościowym – oceniana jest liczba bakterii w 1 ml materiału, dlatego bardzo ważne jest prawidłowe pobranie i jak najszybsze dostarczenie do laboratorium.
Pojemniki	Jałowy, zakręcany pojemnik jednorazowego użytku z szerokim wlotem Jałowa strzykawka i igła - jeżeli zlecono badanie w kierunku bakterii beztlenowych Wymazówka z podłożem transportowym – tylko wtedy, gdy nie jest możliwe szybkie dostarczenie materiału do laboratorium
Przygotowanie do badania	Przed pobraniem nasienia całkowicie opróżnić pęcherz moczowy (oddać mocz do toalety).
Instrukcja pobrania nasienia	1. Opisać jałowy pojemnik, do którego będzie pobierany materiał, imieniem i nazwiskiem pacjenta oraz datą i godziną pobrania. 2. Dokładnie umyć wodą z mydłem okolice cewki moczowej oraz żołądzi po odciągnięciu napletka, a następnie obficie spłukać wodą. 3. Osuszyć jednorazowym ręcznikiem papierowym okolice cewki moczowej i żołądzi. 4. Drogą masturbacji oddać nasienie do jałowego pojemnika. Uważać, aby nie dotknąć rękoma obrzeża ani wnętrza pojemnika i zakrętki. 5. Szczelnie zamknąć pojemnik i przekazać materiał do Punktu Pobrań ZDL.
Warunki przechowywania i transportu	Materiał dostarczyć do laboratorium w ciągu 2 godz. od pobrania, transportując próbkę w temperaturze pokojowej. Materiał pobrany na wymazówkę dostarczyć w ciągu 24 godz. od pobrania, transportując próbkę w temperaturze pokojowej.