



Łódź, 22.09.2026 r.

Nr sprawy: APT / 87 / 2026

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy: dostawy wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

1. W toku prowadzonego postępowania, do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

L.P.	PYTANIE	ODPOWIEDŹ
1	Czy Zamawiający w Pakiecie 1 dopuści bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej i otrzewnej o składzie: - igła Veressa ograniczająca ryzyko omyłkowego nakłucia płuca lub otrzewnej, igła Veressa posiada mandryn z atraumatycznym zakończeniem, który odsłania część nakłuważącą przy wprowadzaniu igły; - a zielony wskaźnik w uchwycie igły sygnalizuje wejście igły z cewnikiem do jamy opłucnej/otrzewnej. Igła Veressa jest wprowadzana w tylny port cewnika i punkcja jest wykonywana przy pomocy cewnika z umieszczoną w jego środku igłą Veressa; - cewnik prześkrótny, poliuretanowy, 2 rozmiary (do wyboru): 9CH / długość 17,4 cm lub 12CH / długość 17,4 cm; z otworami bocznymi, skalowany, widoczny w RTG, - cewnik jest zakończony układem z automatycznymi zastawkami jednokierunkowymi (zabezpieczającymi przed powrotem płynu lub powietrza do pacjenta); możliwość przełączenia w tryb drenażu z pominięciem zastawek (i możliwość drenażu grawitacyjnego, drenażu z podłączeniem mieszków niskociśnieniowych, drenażu poprzez podłączenie ssącego zestawu drenażowego); - strzykawka luer lock 30 ml; skalpel - worek zbiorczy 2000 ml z drenem łączącym, - łącznik luer-lock/stożkowy do podłączenia do aktywnego systemu drenażowego. - system mocowania cewnika do ciała pacjenta (1 szt.) do przyszycia. Zestaw sterylny, jednorazowy, zapakowany na tacce typu blister.	Zamawiający wymaga zgodnie z OPZ
2	Czy Zamawiający w Pakiecie 1 dopuści bezpieczny zestaw do punkcji i drenażu prześkrótnego opłucnej lub otrzewnej o składzie: - igła Veressa ograniczająca ryzyko omyłkowego nakłucia płuca lub otrzewnej, igła Veressa posiada mandryn z atraumatycznym zakończeniem, który odsłania część nakłuważącą przy wprowadzaniu igły; - a zielony wskaźnik w uchwycie igły sygnalizuje wejście igły z cewnikiem do jamy opłucnej/otrzewnej.	Zamawiający wymaga zgodnie z OPZ

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, http://www.kopernik.lodz.pl

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PKO BP SA I O/ŁÓDŹ 44102033520000180203188067



	Igła Veressa jest wprowadzana w tylny port cewnika i punkcja jest wykonywana przy pomocy cewnika z umieszczoną w jego środku igłą Veressa; - cewnik prześkórny, poliuretanowy, prosty, 3 rozmiary do wyboru: 9CH / długość 16,4 cm, 12CH / długość 16,4 cm, 15CH / długość 21,2 cm; z otworami bocznym, skalowany, widoczny w RTG, - cewnik jest zakończony układem z automatycznymi zastawkami jednokierunkowymi (zabezpieczającymi przed powrotem płynu lub powietrza do pacjenta); możliwość przełączenia w tryb drenażu z pominięciem zastawek (i możliwość drenażu grawitacyjnego, drenażu z podłączeniem mieszków niskociśnieniowych, drenażu poprzez podłączenie ssącego zestawu drenażowego); - strzykawka luer lock 30 ml; skalpel - worek zbiorczy 2000 ml z drenem łączącym - łącznik luer-lock/stożkowy do podłączenia do aktywnego systemu drenażowego. - linia przedłużająca 50 cm (dystansująca układ zastawek jednokierunkowych od ciała pacjenta) do opcjonalnego użytku, zacisk nożyczkowy; - system mocowania cewnika i linii przedłużającej do ciała pacjenta (2 szt.) do przyszycia. Zestaw sterylny, jednorazowy, zapakowany na tacce typu blister.	
3	Czy Zamawiający w Pakiecie 1 oczekuje, aby worek 2000 ml z zestawu miał możliwość spuszczenia zgromadzonego płynu i posiadał odpowietrznik?	Zamawiający wymaga zgodnie z OPZ